



Eye God

안구 건조증 기반 백내장 위험 조기 예측 서비스
화면 설계서 (Wireframe & Screen Flow Specification)

버전 v1.1 | 작성일 2026.08.24

문서 범위: 홈 · 로그인 · 사진 분석 · 시선추적 미니게임 · 안과 찾기 · 마이페이지

목차

1. 서비스 개요	3
2. 전체 화면 목록	3
3. 화면 전환 흐름도	4
4. 화면 전환 상세표	5
5. 화면별 상세 설계	6
5.1 S-01 홈 화면	6
5.2 S-02 로그인 화면	7
5.3 S-03 사진 분석 화면	8
5.4 S-04 / S-05 시선추적 미니게임	9
5.5 S-06 게임 결과 화면	10
5.6 S-07 내 주변 안과 찾기	11
5.7 S-08 / S-09 마이페이지	12

1. 서비스 개요

Eye God는 사용자의 안구 사진을 분석하여 백내장 위험도와 안구 충혈도를 조기에 알려주고, 시선 추적 미니게임과 눈 깜빡임 · 점안 알림 기능을 통해 안구 건조증으로 인한 위험을 예방적으로 관리하도록 돕는 웹 서비스입니다.


로그인은 별도 회원가입 절차 없이 구글 · 카카오 소셜 계정 인증만으로 이루어지며, 서비스의 핵심 체험(사진 분석, 미니게임, 안과 찾기)은 비로그인 상태에서도 가능하도록 설계하고, **결과 저장 및 이력 조회(마이페이지)만 로그인 시 활성화**되는 정책을 따릅니다.

2. 전체 화면 목록

화면 ID	화면명	설명	로그인
S-01	홈 화면	4대 메뉴 진입점, 깜빡임 모니터링 / 점안 타이머 설정	선택
S-02	로그인 화면	구글 / 카카오 소셜 로그인 전용 화면	비로그인 전용
S-03	사진 분석 화면	안구 사진 업로드 → 백내장 위험도 · 충혈도 결과	선택(저장 시 필수)
S-04	웹캠 사용 동의 모달	미니게임 진입 전 카메라 권한 동의	선택
S-05	시선추적 게임 플레이	웹캠 기반 시선 추적 게임 진행 화면	선택
S-06	게임 결과 화면	점수 · 정확도 · 반응속도 결과	선택(저장 시 필수)
S-07	내 주변 안과 찾기	위치 동의 → 지도/안과 목록 · 추천 의약품	선택
S-08	마이페이지 (로그인)	측정 이력 요약, 게임 기록, 설정 바로가기	필수
S-09	마이페이지 (비로그인 안내)	로그인 유도 안내 화면	필수 진입 유도

3. 화면 전환 흐름도

화살표는 전환 방향, 괄호는 전환을 유발하는 이벤트를 의미합니다.



4. 화면 전환 상세표

출발 화면	트리거(이벤트)	도착 화면	전환 조건 / 비고
S-01	"로그인" 클릭	S-02	비로그인 상태에서만 노출되는 메뉴
S-02	구글/카카오 인증 성공	S-01 또는 진입 전 화면	로그인 진입 직전 화면으로 복귀(딥링크 방식), 별도 값 없으면 홈
S-01	"사진으로 눈 상태 측정" 클릭	S-03	로그인 여부 무관 진입 가능
S-03	사진 업로드 후 "분석하기" 클릭	S-03(결과 표시)	동일 화면 내 상태 전환, 로딩 → 결과
S-03	"저장" 클릭 (비로그인)	S-02	인증 성공 후 S-03 결과 화면으로 복귀, 자동 저장
S-01	"시선 추적 미니게임" 클릭	S-04	모달 형태로 표시
S-04	"확인" 클릭	S-05	웹캠 권한 허용 필요, 거부 시 S-01로 복귀
S-04	"취소" 클릭	S-01	-
S-05	게임 종료(시간 만료/완료)	S-06	-
S-06	"저장" 클릭 (비로그인)	S-02	인증 성공 후 S-06으로 복귀, 자동 저장
S-06	"다시하기" / "홈으로"	S-04 / S-01	-
S-01	"내 주변 안과 찾기" 클릭	S-07	위치 정보 동의 요청 우선 노출
S-01	"마이페이지" 클릭 (로그인)	S-08	-
S-01	"마이페이지" 클릭 (비로그인)	S-09	기능 진입 자체를 로그인 필수로 제한
S-09	구글/카카오 로그인 성공	S-08	-

5. 화면별 상세 설계

5.1 S-01 홈 화면 (Home)

E Eye God

로그인

사진으로 눈 상태 측정
백내장 위험도 · 충혈도 분석

시선 추적 미니게임
웹캠으로 시선 훈련

내 주변 안과 찾기
위치 기반 병원 · 의약품 안내

마이페이지
측정 이력 · 게임 기록

눈 깜빡임 모니터링

점안(안약) 알림 타이머


설정

구성요소

구성요소	설명	이벤트
로고 영역	"Eye God" 서비스명 + 아이콘	클릭 시 홈 새로고침
로그인 메뉴	비로그인 시 "로그인" 표시, 로그인 시 닉네임/프로필로 전환	클릭 시 S-02 이동 또는 마이페이지 이동
메뉴 카드 4종	사진 분석 / 미니게임 / 안과 찾기 / 마이페이지	클릭 시 각 화면으로 라우팅
깜빡임 모니터링 토글	PC 사용 중 미깜빡임 감지 알림 on/off	토글 시 상태 저장, 알림 권한 요청
점안 타이머 토글 + 설정	안약/인공눈물 알림 주기 설정 및 on/off	"설정" 클릭 시 주기 입력 모달

화면 전환 설명 — 홈 화면은 서비스의 시작점이자 모든 화면의 복귀 지점입니다. 로그인 여부에 따라 헤더 우측 영역만 다르게 렌더링되며, 4대 메뉴는 로그인 상태와 무관하게 항상 진입 가능합니다. 단, "마이페이지" 메뉴는 클릭 시점에 로그인 여부를 판단하여 S-08(로그인) 또는 S-09(비로그인 안내)로 분기합니다.

5.2 S-02 로그인 화면 (Login)



구성요소

구성요소	설명	이벤트
안내 문구	별도 가입 없이 소셜 계정으로 이용 안내	-
구글 로그인 버튼	구글 OAuth 연동	클릭 시 구글 인증 팝업, 최초 로그인 시 자동 회원 생성
카카오 로그인 버튼	카카오 OAuth 연동	클릭 시 카카오 인증 팝업, 최초 로그인 시 자동 회원 생성
로그인 없이 둘러보기	비로그인 상태 유지	클릭 시 진입 직전 화면(주로 S-01)으로 복귀

화면 전환 설명 — S-02는 단독 진입점이 없고 항상 특정 화면(S-01 상단 로그인 메뉴, S-03/S-06 저장 유도 배너, S-09 안내 화면)의 하위 단계로만 진입합니다. 인증 성공 시 **진입 직전 화면으로 복귀**하는 것이 핵심 규칙이며, 예를 들어 사진 분석 결과에서 저장을 누르고 로그인한 경우 다시 사진 분석 결과 화면(S-03)으로 돌아와 자동 저장을 수행합니다. 회원가입 절차가 없으므로 신규/기존 사용자 여부는 서버가 소셜 계정 식별자로 자동 판별합니다.

5.3 S-03 사진 분석 화면 (Photo Analysis)

← 사진 분석

사진을 업로드하세요

파일 선택

분석하기

백내장 위험도

32%

안구 총혈도

15%

로그인하고 결과를 저장하세요

저장하지 않으면 세션 종료 시 사라져요

로그인

구성요소

구성요소	설명	이벤트
업로드 박스	안구 사진 드래그앤드롭 / 파일 선택	선택 시 미리보기 표시, "분석하기" 활성화
분석하기 버튼	업로드 사진을 AI 분석 요청	클릭 시 로딩 → 결과 표시
결과 카드	백내장 위험도 · 총혈도 게이지/등급	-
저장 유도 배너	비로그인 상태에서만 노출	"로그인" 클릭 시 S-02 이동

화면 전환 설명 — S-01에서 진입하며, 결과 확인까지는 로그인 여부와 무관합니다. 비로그인 상태에서 "저장" 관련 배너의 로그인 버튼을 눌렀을 때만 S-02로 이동하고, 인증 성공 시 **동일한 결과 화면(S-03)으로 복귀하며 자동으로 결과가 저장**됩니다. 로그인 상태에서는 배너 대신 "저장 완료" 상태가 표시됩니다.

① 웹캠 사용 동의 모달 (S-04)

웹캠을 사용하여 게임을 진행하시겠습니까?
시선 추적을 위해 카메라 접근 권한이 필요합니다.

취소

확인

② 게임 플레이 화면 (S-05)

점수: 120

남은 시간: 00:24

구성요소

구성요소	설명	이벤트
웹캠 동의 모달	게임 진입 시 최초 표시되는 확인창	"확인" 시 권한 요청 → S-05, "취소" 시 S-01
게임 플레이 영역	화면에 나타나는 타겟을 시선으로 추적	웹캠으로 시선 좌표 실시간 추적, 적중 시 점수 반영
점수 · 타이머	현재 점수 및 남은 시간	시간 종료 시 S-06으로 자동 전환

화면 전환 설명 — S-01에서 진입 즉시 S-04 모달이 표시되며, 웹캠 권한을 거부하면 안내 메시지와 함께 S-01로 복귀합니다. 권한을 허용하면 S-05로 전환되어 게임이 시작되고, 제한 시간이 끝나거나 목표를 달성하면 자동으로 S-06(결과)으로 이동합니다.

5.5 S-06 게임 결과 화면 (Game Result)

게임 결과

점수
245

정확도
87%

반응속도
0.32s

로그인하고 기록을 저장하세요
저장하지 않으면 세션 종료 시 사라져요

로그인

다시하기

홈으로

구성요소

구성요소	설명	이벤트
결과 요약	점수, 정확도, 반응속도 등	-
저장 유도 배너	S-03과 동일한 패턴, 비로그인 시에만 노출	"로그인" 클릭 시 S-02 이동, 성공 시 S-06 복귀·자동 저장
다시하기 / 홈으로	재도전 또는 홈 이동	각각 S-04, S-01로 이동

화면 전환 설명 — S-05 게임 종료 시 자동 진입합니다. 저장 유도 배너의 흐름은 S-03과 동일한 규칙을 따르며, "다시하기"는 새로운 웹캠 등의 절차 없이 바로 S-04(또는 이미 권한이 허용된 세션이면 S-05)로 이동합니다.

5.6 S-07 내 주변 안과 찾기 (Nearby Clinics)

내 주변 안과 찾기

현재 위치 기반으로 주변 안과를 찾고 있습니다

● 지도 영역(안과 위치 마커)

서울안과의원 · 도보 5분

밝은눈안과 · 도보 11분

인공눈물 A

항염 안약 B

구성요소

구성요소	설명	이벤트
위치 등의 안내	최초 진입 시 위치 정보 사용 동의 요청	동의 시 목록 로딩, 거부 시 지역 직접 검색 유도
지도 영역	사용자 위치 기준 주변 안과 마커	마커 클릭 시 병원 상세 정보 표시
안과 목록	거리순 정렬 리스트	클릭 시 지도 포커스 이동
추천 의약품 목록	안구 건조증/충혈 관련 판매 제품	클릭 시 상세/구매처 링크

화면 전환 설명 — S-01에서 진입하며 로그인 여부와 무관하게 전체 기능 사용이 가능합니다. 위치 정보 미동의 시에도 화면 진입은 유지되고, 지역명 직접 검색 UI로 대체됩니다. 결과 저장 기능이 없어 로그인 유도 배너가 없는 유일한 핵심 화면입니다.

S-08 로그인 상태

사용자 닉네임

최근 접속: 오늘

최근 위험도

32%

최근 총혈도

15%

최고 점수 245 · 12회 플레이

S-09 비로그인 안내

로그인이 필요한 페이지예요

기록을 확인하려면 로그인하세요

구글로 계속하기

카카오로 계속하기

구성요소

구성요소	설명	이벤트
프로필 요약(S-08)	닉네임, 최근 접속일	클릭 시 프로필 수정
측정 이력 요약(S-08)	최근 위험도/총혈도 카드	클릭 시 전체 이력 상세
미니게임 기록(S-08)	최고점수, 최근 플레이	클릭 시 상세 결과
잠금 안내(S-09)	비로그인 접근 시 대체 표시	로그인 성공 시 S-08로 전환

화면 전환 설명 — S-01에서 "마이페이지" 클릭 시 로그인 상태를 판별해 S-08 또는 S-09로 즉시 분기합니다(별도 로딩 화면 없음). S-09에서 로그인에 성공하면 새로그침 없이 동일 화면이 S-08 콘텐츠로 교체되며, 이는 S-03/S-06의 "복귀 후 저장" 패턴과 달리 **화면 자체가 로그인 필수 화면이므로 인증 성공 시 최초 데이터 로딩이 함께 수행**된다는 점에서 차이가 있습니다.